

Wb、Elisa、Chip用Ko検証済み抗Mta2ウサギポリクローナル抗体 - O94776

商品番号: CM0019217

前書き

ウエスタンブロット、ELISA、ChIP用に検証済みのKO検証済み抗MTA2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMTA2を検出します。クロマチンリモデリングおよび転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MTA2ウサギpAb
備考／別名	PID ; MTA1L1 ; A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9219
GeneID	9219
免疫原	ヒトMTA2 (NP_004730.2) のアミノ酸60～180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94776
タンパク質分子量	75kDa
配送	保冷剤