


[Ko検証済み] Wb、Ip、Elisa用抗Mth1ウサギポリクローナル抗体 - P36639

商品番号: CM0016677



前書き

ヒトMTH1/NUDT1（酸化プリンヌクレオシド三リン酸加水分解酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ノックアウト研究で検証済みで、WB、IP、ELISAアプリケーションに適しています。18kDaタンパク質を検出し、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MTH1ウサギpAb
備考/別名	MTH1; H1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4521
GeneID	4521
免疫原	ヒトMTH1（NP_945192.1）のアミノ酸1～179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36639
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ