

[Ko Validated] Anti-N-Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

商品番号: CM0002400

前書き

ノックアウトアプリケーションについて検証された、N-Cadherin (CDH2) 標的、ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。細胞接着および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] N-Cadherin Rabbit mAb
備考/別名	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
種	ヒト
遺伝子ID	1000
免疫原	合成ペプチド：ヒト N-Cadherin (P19022) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19022
タンパク質分子量	100 kDa
配送	アイスバッグ