


Wb、If/Icc、Elisa用 Ko検証済みN末端α-シヌクレインモノクローナル抗体 [Mjff-B-3A4] - P37840

商品番号: CM0010732



前書き

N末端α-シヌクレイン（SNCA/PARK1）を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シナプス機能および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] N末端α-シヌクレインmAb [MJFF-B-3A4]
備考／別名	NACP；PARK1；α-シヌクレイン；SNCA
種	ヒト
遺伝子ID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸40～50に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ