


[Ko バリデート済み] 抗Nosip ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y314

商品番号: CM0022895



前書き

ヒトNOSIP（一酸化窒素合成酵素相互作用タンパク質、E3ユビキチンリガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションでバリデート済み。一酸化窒素調節および発達研究に適しています。ヒトと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデート済み] NOSIP ウサギ pAb
備考/別名	CGI-25; NOSIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51070
GeneID	51070
免疫原	ヒトNOSIP (NP_057037.1) のアミノ酸1-301に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y314
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ