


[Ko検証済み] 抗Nrbf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q96F24

商品番号: CM0028043



前書き

ヒトNRBF2に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトによる検証済み。マウスおよびラットと反応します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。標的はオートファジーと転写に関与しており、IVDコア試薬研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NRBF2 ウサギpAb
備考/別名	COPR; COPR1; COPR2; NRBF-2; F2
種	ヒト
遺伝子ID	29982 (ヒト)
免疫原	ヒトNRBF2 (NP_110386.2) のアミノ酸1-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96F24
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋