

[Ko検証済み] ウサギ抗Nrd1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43847

商品番号: CM0021379

前書き

KO検証済み、ウサギ抗NRD1ポリクローナル抗体（W B、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットサンプル中のナルジリシン（約132 kDa）を検出。軸索成熟および髄鞘形成研究に最適。UniProt O43847。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] NRD1 ウサギ pAb
備考/別名	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4898
GeneID	4898
免疫原	ヒトNRD1（NP_001095132.1）のアミノ酸160-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43847
タンパク質分子量	132kDa
輸送	保冷バッグ