


[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nsdhlウサギポリクローナル抗体 - Q15738

商品番号: CM0020012



前書き

ヒトNSDHL（ステロール-4- α -カルボキシレート3-デヒドロゲナーゼ）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。コレステロール生合成に関与します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに反応します。 - Q15738

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NSDHLウサギpAb
備考/別名	H105E3 ; XAP104 ; SDR31E1 ; HL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50814
GeneID	50814
免疫原	ヒトNSDHL (NP_057006.1) のアミノ酸1~240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15738
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ