

[KO検証済み] Anti-Nucleobindin-

1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q02818

商品番号: CM0026414



前書き

ヌクレオビンディン-

1（NUCB1、CALNUC）を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ゴルジカルシウム恒常性の研究に検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NUCB1 Rabbit pAb
備考/別名	NUC; CALNUC; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4924
免疫原	ヒトNUCB1 (NP_006175.2) のアミノ酸302-461に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02818
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ