

[Koバリデーション済] 抗Pak2

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13177

商品番号: CM0023891



前書き

ヒトPAK2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用がバリデーションされています。マウスおよびラットPAK2を認識します。細胞骨格制御、アポトーシス、細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] PAK2 Rabbit pAb
別名	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5062
遺伝子ID	5062
免疫原	ヒトPAK2 (NP_000903.2) のアミノ酸1-212番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13177
タンパク質分子量	58kDa
配送方法	氷袋