

Wb、Ip、Elisa用Ko検証済み抗Pdcd6ポリクローナル抗体（Alg2） - O75340

商品番号: CM0025571



前書き

PDCCD6（ALG-2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびカルシウムシグナル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KO検証済み] PDCCD6 ウサギ pAb
備考/別名	ALG2; ALG-2; PEF1B; D6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10016
免疫原	ヒトPDCCD6（NP_037364.1）のアミノ酸1-191に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75340
タンパク質分子量	22kDa
輸送	氷袋