


[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pdk1/Pdpk1 ウサギPab - O15530

商品番号: CM0021039



前書き

ヒトPDK1/PDPK1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトにより検証済み。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。インスリンシグナル伝達、細胞増殖、生存におけるマスターキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] PDK1/PDPK1 ウサギpAb
備考／別名	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
種	ヒト
GeneID	5170 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質; ヒトPDK1/PDPK1 (NP_002604.1) のアミノ酸409-556に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15530
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ