

[Ko検証済み] Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用抗Pdlim5ウサギモノクローナル抗体 - Q96Hc4

商品番号: CM0005947



前書き

ウエスタンブロット、IP、IHC-

P、ELISAで検証済みのPDLIM5ウサギモノクローナル抗体です。組換えタンパク質免疫原を用いて設計され、心臓および脳研究においてヒトPDZおよびLIMドメインタンパク質5を検出するために開発されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PDLIM5 Rabbit mAb
備考/別名	L9; ENH; LIM; ENH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10611
GeneID	10611
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPDLIM5 (NP_006448.4) のアミノ酸100～300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IHC-P、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	Q96HC4
タンパク質分子量	15～68 kDa
発送方法	保冷剤