

## [KO検証済み] Anti-Pepck/Pck2 ウサギポリクローナル抗体 - Q16822

商品番号: CM0020733

### 前書き

ヒトPEPCK/PCK2を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。糖新生、フェロプトーシス、ミトコンドリア代謝の研究ツールとしてご利用いただけます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KO検証済み] PEPCK/PCK2 ウサギpAb                                |
| 別名          | PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2                                |
| 種           | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 5106                                                      |
| GeneID      | 5106                                                      |
| 免疫原         | ヒトPEPCK/PCK2 (NP_004554.2) の1-280アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | Q16822                                                    |
| タンパク質分子量    | 71kDa                                                     |
| 配送方法        | 氷袋                                                        |