


KOバリデーション済み抗Phd2/Egln1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Gzt9

商品番号: CM0018123



前書き

ヒトPHD2/EGLN1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、KOバリデーション済みです。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。ヒト、マウス、ラットのPHD2を認識します。低酸素・HIFシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] PHD2/EGLN1 ウサギpAb
別名	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; Clorf12; HIF-PH2; N1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54583
GeneID	54583
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZT9
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤