

[KO検証済み] Anti-Pka Riia (Prkar2A) ポリクローナル抗体 - P13861

商品番号: CM0015737



前書き

[KO検証済み] ヒトPKA RIIα (PRKAR2A)

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。cAMPシグナル伝達およびPKA調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PKA RIIα (PRKAR2A) Rabbit pAb
備考/別名	PKR2; PRKAR2; A)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5576
遺伝子ID	5576
免疫原	ヒトPKA RIIα (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1) のアミノ酸1-404に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13861
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋