

[Koバリデーション済] Anti-Pml

ウサギモノクローナル抗体、Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用途 - P29590

商品番号: CM0011870



前書き

ヒトPMLタンパク質に対するウサギモノクローナル抗体で、ノックアウトアプリケーションでのバリデーションが完了しています。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。腫瘍抑制、アポトーシス、抗ウイルス防御に関与するヒトPMLを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] PML Rabbit mAb
別名	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5371
GeneID	5371
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPML (NP_150241.2) のアミノ酸1〜185番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29590
タンパク質分子量	98kDa
配送方法	氷袋梱包