

[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pmlウサギポリクローナル抗体 - P29590

商品番号: CM0017817



前書き

ヒトPMLタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。PML核内小体を介した腫瘍抑制、アポトーシス、抗ウイルス防御機構の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] PMLウサギpAb
備考/別名	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
種	ヒト
GeneID	5371
免疫原	ヒトPML (NP_150241.2) のアミノ酸300-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29590
タンパク質分子量	98kDa
配送	保冷バッグ