

Ko検証済み 抗Pnp ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00491

商品番号: CM0023608



前書き

ヒトPNP（プリンヌクレオシドホスホリラーゼ）を標的とする、WBおよびELISA用のKo検証済みラビットポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。分子量は約32kDaです。ヌクレオシド代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] PNP ラビット pAb
備考/別名	NP; PUNP; PRO1837
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4860
GeneID	4860
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPNP (NP_000261.2) のアミノ酸1-289に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P00491
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋