


[Ko検証済み] ウサギモノクローナル抗体 抗Prmt4/Carm1（Wb、Ip、Elisa用） - Q86X55

商品番号: CM0002020



前書き

PRMT4/CARM1（Q86X55）に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体（WB、IP、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットサンプルと反応します。クロマチン生物学、転写制御、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PRMT4/CARM1 ウサギmAb
備考/別名	PRMT4; MI
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10498
遺伝子ID	10498
免疫原	ヒトPRMT4/CARM1（NP_954592.1）のアミノ酸486-603に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86X55
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ