


Wb、Ihc-P、Elisa用Ko検証済み抗Prmt4/Carm1ウサギポリクローナル抗体 - Q86X55

商品番号: CM0022784



前書き

PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55) を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出し、転写およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PRMT4/CARM1ウサギpAb
備考/別名	PRMT4; M1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10498
遺伝子ID	10498
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPRMT4/CARM1 (NP_954592.1) のアミノ酸486～603に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86X55
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ