


【Ko検証済み】 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Psapウサギポリクローナル抗体 - P07602

商品番号: CM0021050



前書き

PSAP（プロサポシン）に対するウサギポリクローナル抗体。KO検証済みで、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リソソーム蓄積症および神経変性研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	【KO検証済み】 PSAPウサギpAb
備考／別名	GLBA ; SAP1 ; SAP2 ; PSAPD ; PARK24 ; AP
種	ヒト
GeneID	5660
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07602
タンパク質分子量	58 kDa
輸送	保冷剤