


WbおよびElisa用Ko検証済み抗Psme2ウサギポリクローナル抗体 - Q9UL46

商品番号: CM0016761



前書き

ヒトPSME2（PA28 β 、REGbeta）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。免疫プロテアソームおよび抗原プロセッシング研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PSME2ウサギpAb
備考／別名	PA28B；REGbeta；PA28beta；E2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	5721
GeneID	5721
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPSME2（NP_002809.2）のアミノ酸1～239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UL46
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ