

[Ko検証済み] Anti-Ptbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

商品番号: CM0024224



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のKO検証済みPTBP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPTBP1（重要なスプライシング制御因子）を検出します。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PTBP1 Rabbit pAb
備考/別名	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5725
GeneID	5725
免疫原	ヒトPTBP1 (NP_114368.1) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26599
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋