

[KO検証済み] 抗Rad23Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P54725

商品番号: CM0020598



前書き

ヒトRad23Aに対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応性があります。DNA修復および脱メチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Rad23A ウサギpAb
備考/別名	HR23A; HHR23A; 3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5886
GeneID	5886
免疫原	組換えタンパク質。ヒトRad23Aの1-363アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005044.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54725
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスバッグ