


[Ko検証済み] 抗Rbm3ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P98179

商品番号: CM0021767



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのRBM3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳調節およびストレス応答に参与する冷誘導性RNA結合タンパク質3 (P98179) を標的としています。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] RBM3 ウサギpAb
備考/別名	RNPL; IS1-RNPL; M3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5935
GeneID	5935
免疫原	ヒトRBM3の1-157アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006734.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98179
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスバッグ