

[Ko検証済み] Wb、Elisa用抗Relaウサギポリクローナル抗体 - Q04207

商品番号: CM0022670



前書き

マウスRELA（NF- κ B p65）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトとも交差反応します。炎症、免疫、細胞増殖、アポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] RELAウサギpAb
備考・別名	p65、p65 NF κ B、p65 NF- κ B、LA
種	マウス
GeneID	19697（マウス）
免疫原	マウスRELAの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04207
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷剤入り