

[Ko検証済み] WbおよびElisa用 抗Rhogdi ウサギ モノクローナル抗体 - P52565

商品番号: CM0003823



前書き

ヒトRhoGDI（Rho GDP解離抑制因子1、ARHGDI1）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。Rhoタンパク質の恒常性と細胞運動性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] RhoGDI ウサギ mAb
備考/別名	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	396
GeneID	396
免疫原	ヒトRhoGDI（P52565）のアミノ酸70-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52565
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ