

[Ko検証済み] Anti-Rhogdi Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P52565

商品番号: CM0015656



前書き

ヒト RhoGDI (ARHGDIA)

を標的とするポリクローナルウサギ抗体。WB、IF/IC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がん細胞および正常細胞におけるRhoタンパク質制御と細胞運動性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] RhoGDI Rabbit pAb
備考/別名	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	396
GeneID	396
免疫原	ヒトRhoGDI (NP_001172006.1) のアミノ酸1-204に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52565
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ