


KO バリデーション済み 抗Rpl22ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P35268

商品番号: CM0026013



前書き

リボソームタンパク質L22（RPL22）に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。リボソーム生物学および翻訳制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] RPL22 ウサギ pAb
備考/別名	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6146
GeneID	6146
免疫原	ヒトRPL22（NP_000974.1）のアミノ酸1-122に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35268
タンパク質分子量	15kDa
配送	保冷バッグ