


[Ko検証済] 抗Samhd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - Q9Y3Z3

商品番号: CM0028173



前書き

ヒトSAMHD1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IP、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。制限因子、抗ウイルス防御、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] SAMHD1 ウサギpAb
備考／別名	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBI188; hSAMHD1; D1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	25939
GeneID	25939
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSAMHD1（NP_056289.2）のアミノ酸387～626番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3Z3
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤梱包