

## [Ko検証済み] Anti-Scyl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Kg9

商品番号: CM0026083

### 前書き

SCYL1（N末端キナーゼ様タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、トラフィックキングや転写制御の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | [Ko検証済み] SCYL1 Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名      | GKLP; NKTL; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1 |
| 生物種        | ヒト                                                          |
| GeneID（ヒト） | 57410                                                       |
| GeneID     | 57410                                                       |
| 免疫原        | ヒトSCYL1（NP_065731.3）のアミノ酸460～740番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質       |
| 起源         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                   |
| 用途         | WB、ELISA                                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS      | Q96KG9                                                      |
| タンパク質分子量   | 90kDa                                                       |
| 発送方法       | 氷袋                                                          |