


[Ko検証済み] Sec61B ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P60468

商品番号: CM0013841



前書き

小胞体トランスロコン複合体のコアサブユニットであるヒトSEC61Bを標的とした検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。小胞体輸送とタンパク質トラフィック研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SEC61B ウサギ pAb
備考/別名	SEC61B; 1B
種	ヒト
GeneID	10952
免疫原	ヒトSEC61B（NP_006799.1）のアミノ酸1-96内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60468
タンパク質分子量	10kDa
輸送	氷袋