

[Ko Validated] Anti-Selenbp1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13228

商品番号: CM0013506

前書き

[KO Validated]
SELENBP1（メタンチオールオキシダーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ヒトおよびマウスサンプルで検証済み。がんおよび神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] SELENBP1 Rabbit pAb
備考/別名	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8991
GeneID	8991
免疫原	ヒトSELENBP1 (NP_003935.2) のアミノ酸243-472に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13228
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスパック