


[KO検証済み] Sephs1抗ウサギポリクローナル抗体 - P49903

商品番号: CM0016713



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のKO検証済みSEPHS1抗ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSEPHS1を検出します。ジンコア複合体および転写因子の安定性研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SEPHS1ウサギpAb
備考/別名	SPS; SELD; SPS1; S1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22929
GeneID	22929
免疫原	ヒトSEPHS1 (NP_036379.2) のアミノ酸1-392に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49903
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ