

[Ko検証済み] Anti-Serpinb5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

商品番号: CM0015315



前書き

ヒトSERPINB5（maspin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。腫瘍抑制因子およびがん研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] SERPINB5 Rabbit pAb
備考/別名	P15; maspin; B5
種	ヒト
遺伝子ID	5268
免疫原	ヒトSERPINB5（NP_002630.2）のアミノ酸21-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P36952
タンパク質質量	42kDa
配送	アイスバッグ