


[Ko検証済み] Anti-Setd7ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Wts6

商品番号: CM0027458



前書き

ヒストンH3K4メチル基転移酵素であるSETD7を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体。エピジェネティックな転写活性化および非ヒストン基質のメチル化において重要な役割を果たします。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SETD7 Rabbit pAb
備考/別名	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
種	ヒト (Human)
GeneID	80854
免疫原	ヒトSETD7 (NP_085151.1) のアミノ酸1-366に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTS6
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋