

[Ko検証済み] ウェスタンブロット、If、Ihc、Elisa用 抗Shmt2ウサギモノクローナル抗体 - P34897

商品番号: CM0008460



前書き

KO検証済みのウェスタンブロット、IF、IHC、ELISA用
抗SHMT2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSHMT2に反応します。ミトコンドリアー炭素代謝および葉酸経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SHMT2ウサギmAb
備考/別名	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCAB; HEL-S-51e
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6472
遺伝子ID	6472
免疫原	ヒトSHMT2 (NP_005403.2) のアミノ酸405-504に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34897
タンパク質分子量	53 kDa/55 kDa/56 kDa
発送	保冷バッグ