

[Ko検証済] Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Sirt1 ウサギモノクローナル抗体 - Q96Eb6

商品番号: CM0005989

前書き

KO検証済のヒトSIRT1 (SIR2/SIR2L1) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、FC、ELISAへの適合が確認されています。ヒト、マウス、ラットのSIRT1を検出し、~82 kDaのバンドが得られます。エピゲノム研究や代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] SIRT1 ウサギmAb
別名	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23411
GeneID	23411
免疫原	ヒトSIRT1組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用分野	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96EB6
タンパク質分子量	82 kDa
配送方法	保冷剤