

[Ko検証済み] Anti-Sirt3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ntg7

商品番号: CM0002874



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションについて検証済みのSIRT3ウサギモノクローナル抗体。ヒトミトコンドリア脱アセチル化酵素SIRT3を標的とし、代謝およびストレス応答に関与しています。UniProt Q9NTG7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SIRT3 Rabbit mAb
備考/別名	SIR2L3; T3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23410
GeneID	23410
免疫原	ヒトSIRT3 (NP_036371.1) のアミノ酸300-399内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NTG7
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋