

Wb、If/Icc、Elisa用Ko検証済み抗Slc25A22ポリクローナル抗体 - Q9H936

商品番号: CM0019832

前書き

ミトコンドリアグルタミ酸輸送体SLC25A22を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経科学、糖尿病、および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SLC25A22 Rabbit pAb
備考/別名	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79751
GeneID	79751
免疫原	ヒトSLC25A22 (NP_078974.1) のアミノ酸128-188に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H936
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋