

[Ko検証済み] 抗 Slc25A4/Ant1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P12235

商品番号: CM0020749

前書き

SLC25A4/ANT1（ミトコンドリアADP/ATPトランスロカーゼ）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。分子量は約33 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SLC25A4/ANT1 ウサギ pAb
備考/別名	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	291
免疫原	ヒトSLC25A4/ANT1（NP_001142.2）のアミノ酸101-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12235
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷バッグ