


Ko検証済み 抗Smad1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q15797

商品番号: CM0023723



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのKO検証済み抗Smad1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSmad1を認識。BMPシグナル伝達、胚発生、細胞分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Smad1ウサギpAb
備考/別名	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4086
免疫原	ヒトSmad1 (NP_001003688.1) のアミノ酸20-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ