


[Ko検証済み] Anti-Sod2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P04179

商品番号: CM0018504



前書き

ヒトSOD2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。25 kDaのタンパク質を認識。酸化ストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SOD2 ウサギ pAb
備考/別名	GCl, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GClnc1, Mn-SOD, D2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6648
GeneID	6648
免疫原	ヒトSOD2 (NP_000627.2) のアミノ酸25-222に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04179
タンパク質分子量	25 kDa
発送	保冷バッグ