


Wb、Ip、If/Icc、Ihc-

P、Elisa用ロックアウト検証済み抗Srcモノクローナル抗体 - P12931

商品番号: CM0003352



前書き

ヒトSrc (c-Src) を標的とするロックアウト検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSrcと反応します。Srcシグナル伝達、がん、破骨細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Src Rabbit mAb
備考/別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6714
GeneID	6714
免疫原	合成ペプチド：ヒトSrc (P12931) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12931
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋