


[Koバリデーション済み] Wb、Ip、Elisa用抗Stat5Bウサギモノクローナル抗体 - P51692

商品番号: CM0003132



前書き

KOバリデーション済み組換え抗STAT5Bウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTAT5Bを検出します。サイトカインシグナル伝達に關与するシグナル伝達兼転写活性化因子5Bです。 - P51692。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] STAT5B ウサギmAb
備考/別名	STAT5; GHISID2; 5B
種	ヒト
遺伝子ID	6777
免疫原	ヒトSTAT5B（P51692）のアミノ酸600～787番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51692
タンパク質分子量	90 kDa
配送方法	保冷剤