

[Ko検証済み] WbおよびElisa用抗Strapウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3F4

商品番号: CM0021495

前書き

本KO検証済み抗STRAPウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAによりヒト、マウス、ラットのサンプル中のSTRAPを検出します。スプライソソームsnRNP集合、TGF-
ベータシグナル伝達、PDPK1調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] STRAP ウサギpAb
備考/別名	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11171
GeneID	11171
免疫原	ヒトSTRAP (NP_009109.3) のアミノ酸1〜350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3F4
タンパク質分子量	38kDa
発送	氷袋梱包