


[Ko検証済み] Wb、Elisa用抗Sugp2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ix01

商品番号: CM0022088



前書き

ヒトSUGP2（SFRS14）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのSUGP2を検出し、予測分子量は120

kDaです。mRNAスプライシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SUGP2ウサギpAb
備考／別名	SFRS14; SFRS14; P2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10147
免疫原	ヒトSUGP2（NP_055699.2）のアミノ酸500～700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IX01
タンパク質分子量	120kDa
輸送	保冷剤