

[Ko検証済み] ウサギポリクローナル抗体、Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 - Q15022

商品番号: CM0030892



前書き

ヒトSUZ12（PRC2のコア構成要素）を標的としたKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。エピジェネティクスおよびがん研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SUZ12 ウサギ pAb
備考/別名	CHET9; IMMAS; JJAZI; 12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23512
GeneID	23512
免疫原	ヒトSUZ12 (NP_056170.2) のアミノ酸470-739に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15022
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷バッグ