


[Ko検証済み] Anti-Tlk2ポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - Q86Ue8

商品番号: CM0028276



前書き

ヒトTLK2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのTLK2を認識します。TLK2は、クロマチン集合およびDNA損傷応答に関与するセリン/スレオニンキナーゼです。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] TLK2 Rabbit pAb
備考/別名	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11011
遺伝子ID	11011
免疫原	ヒトTLK2 (NP_006843.2) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86UE8
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバック